
R

BL-12 軟 X 線顕微鏡ビームライン

概要

軟 X 線顕微鏡とは、可視光や電子の代わりに軟 X 線を光源として用いた顕微鏡である。可視光より波長が 3 桁程度短い軟 X 線を利用することにより、少ない試料処理で高分解能の観察情報を得る事が可能である。 軟 X 線は透過率が高い為、数 μm 程度の厚さであれば試料を薄片化処理する必要がなく、大気中や水中での in-situ 観察を行なう事ができるという特徴がある。特に水の窓領域 (2.3~4.4 nm)と呼ばれる酸素と炭素の K 吸収端の間の波長域を観察に用いる事で、水中の細胞(タンパク質)の様な試料を高いコントラストで観察する事が可能である。また元素に固有な吸収端を用いることで、元素識別されたコントラストを得る事ができる。これにより、試料に対して染色等の処理が不要である場合が多い。さらに、Computer Tomography (CT)の手法を応用する事で、~10 μm 程度の大きさの試料の3次元内部構造を、非破壊観察する事も可能である。このように BL-12 に設置されている軟 X 線顕微鏡は試料の自由度が非常に高い顕微鏡であり、放射光施設に常設の X 線顕微鏡としては国内唯一の装置である。

ビームラインの構成



- ○フロントエンド SiC ミラー 斜入射角 40 mrad
- ○集光·分光光学系フレネルゾーンプレート、ピンホール
- ○試料

大気中(真空系とは SiN 窓で分断) XYZ0 4軸ステージ

- ○結像光学系フレネルゾーンプレート
- ○桳出器


Peltier 素子冷却背面照射型 CCD カメラ

ピームラインの仕様

	
構成	SiC ミラー、フレネルゾーンプレート、CCD カメラ
エネルギー範囲	約 280 ~ 730 eV 程度
空間分解能	∽55 nm (20~80%)
エネルギー分解能	E/ΔE ~225
視野	約 12 µm φ (540 eV)
倍率	約 1200 倍 (540 eV)


測定雰囲気	大気中、水中など
その他	3次元観察(Computer Tomography)が可能
	吸収端を利用した元素マッピングが可能

測定例




マウス大脳皮質切片 Os 染色, 厚さ: 200 nm : 2.3 nm, Exp.: 5 min


(提供:東京大学 水谷 治央 先生)



ナメクジウオ 鰓部切片 無染色, 厚さ: 2 μm : 1.9 nm, Exp.: 3 min × 56 (提供:東京大学 窪川 かおる 先生)



ガラスキャピラリーチューブとポリスチレン球: 2.3 nm, Exp.: 2 min 50 projections/180°



: 1.9 nm, Exp.: 2 min 50 projections/180 °

近年の成果

- [1] A. Hirai, K. Takemoto, K. Nishino, N. Watanabe, E. Anderson, D. Attwood, D. Kern, M. Hettwer, D. Rudolph, S. Aoki, Y. Nakayama and H. Kihara, *J. Synchrotron Rad.*, **5**, (1998), 1102-1104.
- [2] A. Hirai, K. Takemoto, K. Nishino, B. Niemann, M. Hettwer, D. Rudolph, E. Anderson, D. Attwood, D. P.

Kern, Y. Nakayama and H. Kihara, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **38**, (1999), 274-278.